

Contexte : système de formation pour PS en cabinets, via le téléphone mobile.

Le PS reçoit un lien qui l'emmène vers un robot conversationnel, quizz de questions et réponses à choisir parmi des arbres décisionnels. Il y aura 5 modules en tout.

Module n°1 : MiSight® 1 day

En gris : le robot // En jaune : le PS avec ses choix de réponses



Bonjour, je suis LEON, votre robot coach conversationnel.	
Salut Léon !	Enchanté.e !
Pendant 5 jours, je vais vous présenter 5 cas pratiques, en suivant une patiente-type : Eva, de ses 13 à 45 ans. Au fil de sa vie d'amétrope, nous réfléchirons ensemble sur des "problématiques lentilles" très concrètes, que vous rencontrerez vous-mêmes au quotidien.	
Tout ça m'intrigue	Mais encore ? Je veux plus de détails !
Via un jeu de questions / réponses, chaque session durera 5 minutes et vous ne verrez pas le temps passer !	
Chiche ? Je relève le défi !	J'adore, on commence oui ou non ?!?
Génial ! Avant de commencer, on peut se tutoyer ?	
Oui, carrément !	Pas fan, mais je vais, sans mauvais jeu de mots, m'adapter !

Suite à ta formation avec CooperVision, tu dirais que ton niveau de confiance est :		
Smiley qui sourit	Smiley neutre	Smiley qui pleure
Waoh, c'est donc l'occasion de vérifier ensemble que tu es à l'aise sur les sujets de la contactologie.	Pas de souci, je suis là pour ça et tu verras, tout sera plus clair à l'issue des 5 jours	
Je te présente donc Eva ! Elle a 13 ans, une myopie de -2,5D et -2D. Elle porte des lunettes unifocales depuis 1 an et ses parents l'emmènent pour envisager une adaptation lentilles. 1er constat : Eva arrive au RDV sans ses lunettes. Du coup, avant même de commencer, essayons de comprendre pourquoi... c'est parti pour le dialogue entre Eva et toi !		

Bonjour Eva, je suis le professionnel de la vue qui va se charger de ton examen oculaire. Dis donc, elles te vont drôlement bien tes lunettes. Et à toi, elles te plaisent ?		
Ca va.	Fond bleu = Eva. A représenter sous forme de bulles, comme dans une BD	
Tu les portes, je veux dire tu les mets bien ?		
A quels moments ?		
Bah... dès que je vois pas bien au loin. Pour voir au tableau.		
Je vois... Est ce que tu les mets en partant de la maison ?		
Bah non pas besoin, je vois bien sans.		
Je vois. Est-ce que tu fais du sport ?		
Oui, du volley. Mais je ne les mets pas là non plus car (elle regarde ses parents) j'ai trop peur de les casser.		
Le pire, c'est qu'Eva n'est pas un cas isolé ! Connais-tu le pourcentage de personnes qui ne mettent pas leurs lunettes pour pratiquer le sport ?		
25%	51%	75%
Risque de briser la glace (pourtant, il suffit d'appeler un célèbre réparateur de pare-brise ☺), euh... je veux dire les verres, crainte des branches cassées, peur qu'elles "volent"... ce sont bel et bien 51%, soit 1 porteur de lunettes sur 2 qui les enlève en faisant du sport ¹ . Mais je me suis éparpillé, je te laisse reprendre ton dialogue avec Eva		
Et à part le volley, tu as d'autres loisirs ?		
Oui, je joue du piano, souvent jusque tard le soir avec ma sourdine, mais là vraiment ça va, je vois bien la partition.		
En gros, bien qu'Eva expérimente la myopie au quotidien, ni elle ni ses parents n'ont véritablement perçu la notion de gêne en vision de loin, de même qu'ils n'ont pas pris conscience du risque évolutif. Pourtant, il s'avère qu'après réfraction, la myopie d'Eva a progressé d'1D en un an !		
1D waoh !	Je ne suis pas surpris	A-t-on bien fait une cyclopégie ?

ET OUI, la myopie d'Eva a bel et bien progressé sous cyclopégie. Et son cas est loin d'être isolé ! Au vu des réponses données, comment l'adaptes-tu ?		
En verres freinateurs	En lentilles d'orthokératologie	En lentilles souples
Toutes les réponses sont bonnes ! Toutefois, au vu de votre petit dialogue, le Sherlock (à moins que tu sois plutôt le Dr Watson) que tu es, peux déduire :		
Qu'Eva n'est pas observante concernant le port de lunettes.	Qu'ayant tendance à jouer du piano le soir, son temps de sommeil risque d'être trop court et donc peu adéquat pour l'orhoK !	
Exact ! L'idéal serait les lentilles souples. D'ailleurs, connais-tu le pourcentage de 8-15 ans qui préfèrent les lentilles aux lunettes ?		
57%	67%	77%
CROIX ROUGE	CROIX ROUGE	"tick vert"
Ce sont bel et bien 77% des 8-15 ans qui préfèrent leurs lentilles à leurs lunettes ² . Donc GO EQUIPER Eva ! Certes, mais avec quelles lentilles ?		
Lentilles mensuelles, comme Biofinity®	Lentilles jetables journalières comme MyDay®	Des lentilles jetables journalières freinatrices de la myopie comme MiSight® 1 day
MiSight® 1 day, adaptée aux enfants et facile à utiliser ³ , est une lentille de contact jetable journalière qui corrige et aide à contrôler la progression de la myopie. ³ D'ailleurs, sur une période de 3 ans, tu dirais que MiSight® 1 day réduit le taux de progression de la myopie chez les enfants, versus une lentille unifocale, de...		
39%	49%	59%

Et oui, 59%*³ ! Mais l'étude ne s'est pas arrêtée là !

Résultats de la 7ème année de l'étude clinique MiSight® 1 day:

Pas d'effet rebond observé, **les bénéfices
sont conservés après l'arrêt du
traitement** †^{4,5}

Certes mais... comment j'adapte ?	J'applique les règles d'adaptation en freination myopique	Je l'adapte comme une lentille jetable journalière unifocale
Pas d'inquiétude !		EXACTEMENT !!!!
Ce sont les mêmes règles que les lentilles jetables journalières sphériques "classiques" ‡ ³ : correction de -0,25 à -3,75 = lunettes. A partir de -4, il faut tenir compte de la distance verre-œil et en cas de petit astigmatisme (<1D), tu tiens compte de l'équivalent sphérique.		
Waoh, trop fastoche	Génial, merci du tuyau	
Avant de te laisser, ferme les yeux et imagine... tu viens de poser des lentilles MiSight® 1 day sur les yeux d'Eva. Tu l'as laissée 30 minutes, le temps qu'elle aille faire un tour et que toi-même tu voies un autre patient pendant ce temps. Eva revient et elle te dit		
C'était trop bien !	Je vais enfin pouvoir voir net au loin	Je vais les mettre tous les jours car je n'ai pas honte
Les 3 affirmations sont des "verbatim" exprimés par Eva ! En effet, ce sont plus de 9 enfants et adolescents sur 10 qui sont globalement satisfaits de MiSight® 1 day § ⁶ ! Alors ? Tu sais pourquoi tu te lèves le matin non ? Pour aider le plus grand nombre à mieux jour chaque jour.		
Carrément !	Ravi pour Eva !	
Je te donne donc rdv demain car il va falloir désormais lui apprendre à manipuler ses lentilles.		
D'ici là, clique sur ce bouton et je t'enverrai un lot de 20 brochures MiSight® 1 day à destination des parents et des enfants.		

*Par rapport à une lentille jetable journalière unifocale.

† En moyenne, chez les enfants âgés de 8 à 15 ans au début du traitement, rien n'indique que l'effet cumulé du traitement obtenu après 3 ou 6 ans de port de MiSight® 1 day ait été perdu au cours d'une étude d'arrêt de 12 mois. Au contraire, la croissance de l'oeil est revenue aux taux de progression de la myopie attendus, en fonction de l'âge

‡ La sélection initiale de la puissance de la lentille de contact ramenée au sommet cornéen et l'observation de l'adaptation suivent le même protocole d'adaptation que pour les lentilles de contact unifocales ; le taux de réussite de l'adaptation est le même avec MiSight® 1 day et Proclear® 1 day.

§ Taux de satisfaction (Résultats cumulés Très + Assez satisfaits, échelle de 10 points), enfants et adolescents âgés de 8 à 18 ans, après avoir essayé les lentilles jusqu'à un mois de port en lentilles jetables journalières.

Références :

1. Données internes CVI 2016, Vision Needs monitor 2016, Kynetec
2. Données internes CVI, 2020. Enquête sur les motivations des enfants et des adolescents à porter des lentilles de contact, Royaume-Uni, 1029 enfants âgés de 8 à 15 ans ayant besoin d'une correction visuelle, Verve. Base n=233, porteurs de lentilles de contact.
3. Chamberlain P et al A 3-year Randomized Clinical Trial of MiSight Lenses for Myopia Control. Optom Vis Sci 2019;96:556–567
4. Chamberlain P, Arumugam B, et al. Myopia progression on cessation of Dual-Focus contact lens wear: MiSight 1 day 7 year findings. Optom Vis Sci 2021;98:E-abstract 210049.
5. Hammond D et al. Myopia Control Treatment Gains are Retained after Termination of Dual-focus Contact Lens Wear with no Evidence of a Rebound Effect. Optom Vis Sci. 2021; 98(E-abstract): 215130.
6. Données internes CVI, 2024. Enquête observationnelle Gallileo France avec MiSight® 1 day; N=362 enfants et adolescents et 57 ophtalmologistes.

Les lentilles de contact souples MiSight® 1 day (omafilcon A) sont indiquées pour la correction de la myopie et la réduction du taux de progression de la myopie chez les enfants (6-18 ans). Ces lentilles jetables journalières, à usage unique, ne doivent être portées qu'une seule fois et jetées après chaque utilisation. Ne pas dormir avec. Veuillez lire attentivement les instructions figurant sur la notice et l'étiquetage. Pour la liste complète des indications, contre-indications et avertissements, veuillez consulter la notice. Le port de lentilles de contact est possible sous réserve de non-contre-indication médicale au port de lentilles et soumis à une prescription médicale. Dispositifs médicaux de classe IIa. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE0123. Fabricant : CooperVision Manufacturing Ltd. Dispositifs médicaux non pris en charge par l'Assurance Maladie excepté si prescription dans les indications suivantes : astigmatisme irrégulier, myopie $\geq 8,00D$, strabisme accommodatif, aphakie, anisométrie à 3,00D, kératocône.

COOPERVISION SAS au capital de 71 712€ dont le siège social est situé Immeuble Les 2 Arcs bât B - 1800 Route des Crêtes B.P. 273 - 06905 Sophia Antipolis Cedex, France et immatriculée au RCS de Grasse sous le n° 39200221800049. Support à destination des professionnels. MiSight® est une marque déposée de The Cooper Companies, Inc. et de ses filiales. Octobre 2024. COO-0761-001

© 2024 CooperVision